

### Manual para generar Acceso Directo del sistema eMaksimus en Consultorio Médico.

1. Configurar las computadoras de Consultorio y Caja dentro de una misma red local, y que se puedan ver una a la otra dentro de la red local.
2. Compatir el disco duro de la Caja dentro de la red local al 100% **habilitando la opción de “Permitir que los usuarios de la red modifiquen los archivos.”**
3. En la computadora de Consultorio, abrir el **Explorador de Windows** y en el menú **Herramientas** elegir la opción **Conectar a Unidad de Red**.
4. Al abrirse la ventana de configuración a unidad de Red, elegir la letra de la unidad (puede ser cualquiera, simplemente hay que recordar cual es, **sugerimos la Z:**).
5. En carpeta, presionar el botón **Buscar**, al abrirse la ventana **buscar en la red al disco duro de caja**, y seleccionarlo a **nivel raíz**.
6. Presionar el botón **Aceptar**.
7. Al realizar el paso 6 se abre una nueva ventana mostrando el contenido del disco duro de Caja. **Buscar la carpeta eMaksimus e ingresar en ella**.
8. Al estar dentro de la carpeta eMaksimus en el disco duro de la caja, buscar el archivo **Maksimus.exe** y hacer  **clic derecho** en él; al hacerlo seleccionar la opción **Enviar al Escritorio como Acceso Directo**.
9. Cerrar la ventana que esta mostrando el disco duro de caja.
10. Abrir el explorador de Windows nuevamente en caso de haberlo cerrado y en el disco local de la computadora de consultorio, **generar una carpeta VACIA** en C: llamada eMaksimus.
11. Cerrar todas las ventanas y **accesar a eMaksimus**.
12. **Verificar los mensajes que arroja eMaksimus** los cuales pueden ser:
  - Si se muestra un mensaje que dice: **“Unable to open file UPG”** regresar al **paso 2** y revisar que sí este habilitada la opción.
  - Si se muestra un mensaje diciendo: **“No se puede acceder o generar el archivo ImpresoraseMaksimus.TPS”** verificar el **paso 10**.

